

**Каталог - определител**  
на  
диамантените пилители - "VARENKOR" – Швейцария

| Цветен код     | серия | Големина на диамантените частици | За употреба при                         |
|----------------|-------|----------------------------------|---|
| черен          | 1600  | Супер екстра фини                | Керамика,<br>Ni – Cr, Cr - Co           |
| син            | 1700  | Екстра фини                      | керамика                                |
| бял            | 1800  | Едри                             | керамика                                |
| зелен          | 2100  | Средно едри                      | За всички материали                     |
| без цветен код | 2400  | Фино средно едри                 | Злато / керамика<br>Ni – Cr за керамика |
| сиво           | 2500  | Едри                             | Ni – Cr за керамика                     |
| жълто          | 2700  | Средно едри                      | За метал<br>Ni – Cr<br>Cr - Co          |
| червено        | 2800  | Много едри                       | Cr - Co                                 |
| кафяво         | 2900  | Супер едри                       | Ti<br>Cr – Co<br>Ni - Cr                |